

CONTENUTO: 290 ML



- PROFUMO SENZA ALLERGENI
- NON MACCHIA
- NON UNGE



VIROGERM CON EROGATORE

Disinfetta la cute e le superfici prevenendo le infezioni di batteri e virus

Descrizione

Virogerm Stop Spary è un Presidio Medico Chirurgico, registrazione n° 19804 del Ministero della Salute. Virogerm Stop Spray disinfetta la cute e le superfici prevenendo le infezioni di batteri e virus. La presenza di Sodio Ialuronato e Glicerina, molecole emollienti perfettamente biocompatibili, rendono la pelle idratata e morbida. Il profumo senza allergeni rende il prodotto ancora più compatatibile al contatto con la pelle, lasciando su di essa una gradevole profumazione.

Componenti rilevanti

Alcool 80%:
igienizzante.
Sodio Ialuronato:
idratante e rigenerante.
Glicernina:
idratante e rigenerante.

Modo d'uso

UTILIZZO SU CUTE:

Applicare sulla zona da disinfettare. Per avere un'azione disinfettante battericida e virucida lasciare a contatto con la pelle per 1 minuto

UTILIZZO SU SUPERFICI:

Applicare ricoprendo la zona interessata da disinfettare e lasciare a contatto per almeno 5 minuti.

Avvertenze:

Tenere lontano dalla portata dei bambini, non utilizzare su cute lesa. Non ingerire. Non contaminare durante l'uso di alimenti, bevande o recipienti destinanti a contenerne. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Non impiegare per usi diversi da quelli indicati. In caso di malessere ricorrere al medico per gli interventi di pronto soccorso. In caso d'incendio utilizzare messi diversi dall'acqua per estinguere.

Modalità di conservazione:

Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Conservare al riparo da fonti di calore, superfici calde, lontano da fiamme, scintille o altre fonti di accensione. Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso e in un luogo ben ventilato.

Ingredienti

100 g di soluzione contengono: ETANOLO (CAS 64-17-5) 80 g; ECCIPIENTI E ACQUA Q.B. 100 g.

